



## 9/29実装内容

### ①スタッフへ通知をしているアラート送付の感覚がまとめられるようになりました！

これまでデータを受け取った都度アラートメールを配信しておりましたが、配信時間を1日1回～3回まで選択できるようになりました。もちろん、これまで通りのアラート通知も可能です。

※ユーザー様へのプッシュ通知はこれまで通りとさせていただきます。

### ②同期していない場合に通知する機能

一定時間同期していない人をスタッフへ通知する機能を追加しました！

### ③通知一覧機能

- ・①②ともにメールで通知をした内容(もしくはする予定の内容)を一覧でしめす機能を追加しました！
- ・測定値においては、詳細マークを押すと、該当するレポートに飛びます！

### ④通知設定ロック機能

- ・複数人のスタッフがいるエンティティの場合、あやまった設定変更をしてしまうこともあるかと思います。
- ・そんなときはロック機能を使い、通知設定をロックしてください！

# ①スタッフへ通知をしているアラート送付の感覚がまとめられるようになりました！

## 通知設定(測定値)のご説明

addice

- レポート
- フォーム
- デバイス
- モジュール
- スタッフ
- ユーザー
- 通知設定**
- 通知一覧

### 通知設定

ダッシュボード / 通知設定

**測定値**

**同期**

通知設定の編集を許可しますか？

許可する

設定

測定値をクリック！

# ①スタッフへ通知をしているアラート送付の感覚がまとめられるようになりました！

## 通知設定(測定値)のご説明

addice

レポート



フォーム



デバイス



モジュール



スタッフ



ユーザー



通知設定



通知一覧



### 測定値

[ダッシュボード](#) / [通知設定](#) / 測定値

#### 通知メール設定

通知回数  
1日 同期の都度

通知メールを受け取る

- ※ 1回は毎日：12:00頃
- 2回は毎日：12:00頃 16:00頃
- 3回は毎日：9:00頃 12:00頃 16:00頃
- 同期の都度：データが送信された都度
- 管理者に通知メールが届きます。
- ※ データ送信がなされていない場合は測定値アラートは配信されません。

ご希望の通知間隔をお選びいただき、「設定」をクリックしてください。

## ②同期していない場合に通知する機能

### 通知設定(同期)のご説明

addice

レポート



フォーム



デバイス



モジュール



スタッフ



ユーザー



通知設定



通知一覧



### 通知設定

ダッシュボード / 通知設定



測定値



同期

通知設定の編集を許可しますか？

許可する 

設定

同期をクリック！

## ②同期していない場合に通知する機能

### 通知設定(同期)のご説明

addice

- レポート
- フォーム
- デバイス
- モジュール
- スタッフ
- ユーザー
- 通知設定**
- 通知一覧

#### 同期

ダッシュボード / 通知設定 / 同期

#### 通知メール設定

1日

通知メールを受け取る

- ※ 1回は毎日：12:00頃
- 2回は毎日：12:00頃 16:00頃
- 3回は毎日：9:00頃 12:00頃 16:00頃

管理者に通知メールが届きます。

#### 通知条件

ご希望の通知間隔を  
お選びいただき、「設定」を  
クリックしてください。

通知条件もお選び頂けます。  
例)12時間以上通知していない人のアラートを受け取る等

### ③通知一覧機能

#### 通知一覧のご説明(同期通知一覧)

addice

- レポート
- フォーム
- デバイス
- モジュール
- スタッフ
- ユーザー
- 通知設定
- 通知一覧

#### 通知一覧

[ダッシュボード](#) / [通知一覧](#)

アラートメールの内容を振り返ることができます。

#### 同期通知一覧

<input type="checkbox"/>	メール送信時刻	ユーザー名	アカウント	最終同期時刻
<input type="checkbox"/>	2022/09/06 09:00	Aさん	a***@***.com	2022/09/03 18:30
<input type="checkbox"/>	2022/09/06 09:00	Bさん	b***@***.com	2022/04/13 15:12
<input type="checkbox"/>	2022/09/06 09:00	Cさん	c***@***.com	2022/09/02 15:10

Rows per page: 10 1-3 of

### ③通知一覧機能

#### 通知一覧のご説明(測定値通知一覧)

アラートメールの内容を振り返ることができます。

addice



- レポート
- フォーム
- デバイス
- モジュール
- スタッフ
- ユーザー
- 通知設定
- 通知一覧

Rows per page: 10 1-3 of 3

<input type="checkbox"/>	メール送信時刻	ユーザー名	アカウント	測定時刻	詳細	詳細
<input type="checkbox"/>	2022/09/28 08:52	Eさん	e***@***.com	2022/09/19 09:30	血中酸素濃度が85%です。貴方が設定された最小スコアのレッドになっています。	
<input type="checkbox"/>	2022/09/28 08:52	Fさん	f***@***.com	2022/09/26 13:50	血中酸素濃度が84%です。貴方が設定された最小スコアのレッドになっています。	
<input type="checkbox"/>	2022/09/28 08:52	Gさん	g***@***.com	2022/09/26 14:00	血中酸素濃度が90%です。貴方が設定された最小スコアのレッドになっています。	

詳細マークを押すと、レポート画面に飛びます！

## ④通知設定ロック機能

addice

- レポート
- フォーム
- デバイス
- モジュール
- スタッフ
- ユーザー
- 通知設定**
- 通知一覧

### 通知設定

ダッシュボード / 通知設定

測定値

同期

通知設定の編集を許可しますか？

許可する

設定

通知設定の編集に「ロック」がかかります。  
スタッフ間での設定変更をしたくない場合はご活用ください。



以上です。  
ご意見等ございましたら、アドダイスまでご連絡ください。  
これからもよろしくお願いいたします。

本資料に関するお問い合わせ先

株式会社アドダイス

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-3-6 MKビル3F

E-mail ; [resq-support@ad-dice.com](mailto:resq-support@ad-dice.com)

